

Exudado nasal

Exudado nasal bilateral

Método de elección para investigar el estado de portador nasal de *Staphylococcus aureus* en pacientes con heridas o úlceras infectadas, manipuladores de alimentos, o viajeros cuyo país de destino le requiere este análisis.

Material:

La muestra se debe obtener con **torundas o hisopos** de Dacron o alginato cálcico en un tubo con **medio de transporte** tipo Amies-Stuart.

Método: Introducir la torunda en una fosa nasal unos **2 cm**, **girar** contra la mucosa y extraer. **Repetir** la misma técnica con la **misma torunda** en la otra fosa nasal.

Conservación y transporte.

Es recomendable entregar las muestras a lo antes posible y no más allá **de 24h**. Hasta el momento de la entrega se debe conservar a temperatura ambiente.

Horario de recogida de muestras: Lunes a viernes de 10-13h y de 16-20h

Rellene con los datos del paciente la casilla sombreada y el exterior de la muestra.

NOMBRE: _____

APELLIDOS: _____

Número de HC:

Prueba solicitada: **Exudado nasal bilateral** (Código 4.9)

Fecha de recepción:

Número de entrada: