

INVESTIGACIÓN DE VAGINITIS / VAGINOSIS / CERVICITIS

(La recogida de este tipo de muestras debe ser realizada por profesionales)

Material necesario: 2 torundas de alginato cálcico o de dacrón con medio de transporte tipo Amies/stuart. (Solicitarlas en centro de salud, farmacia o en nuestro centro)
Rotular las torundas con sus datos (Nombre, apellidos) y tipo de muestra (Vaginal o endocervical)

Exudado vaginal

Separar los labios mayores, introducir la torunda de algodón unos 3 cm y rotarla 4-5 veces en el interior de la vagina. Retirar la torunda e introducirla en el recipiente con medio de transporte.

Exudado endocervical.

Se procede inicialmente de forma similar a la utilizada para la toma del exudado vaginal, pero antes de obtener la muestra es necesario limpiar el moco cervical con una torunda seca y descartarla. Posteriormente, se debe comprimir suavemente el cérvix con el espéculo para introducir la torunda en el canal.

Se investigarán gonococo, levaduras, tricomonas, bacterias aerobias y anaerobias. La detección de *C. trachomatis* no está disponible actualmente.

Horario de recogida de muestras: Lunes a viernes de 10-13h y de 16-20h

Rellene la casilla sombreada con sus datos.

NOMBRE: _____

APELLIDOS: _____

Número de HC:

Prueba solicitada: **INVESTIGACIÓN DE VAGINITIS / VAGINOSIS / CERVICITIS (Código 4.2)**

Fecha de recepción:

Número de entrada: